

Zadanie nr 1 - Maseczki ochronne I

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Maski FFP2 lub KN95	12 100 szt.	Współczynnik ochrony NPF 12, z regulowaną blaszką nosową, listwami dopasowującymi do głowy, tłoczonym przednim panelem, zakładkami w kształcie litery V, wykonane z materiału filtracyjnego wysokiej wydajności i niskim oporze oddychania, miękkie, składane. Zgodne z normą EN149:2001				
2	Maski FFP3	5 160 szt.	Przeznaczone do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli, cząstek stałych, aerozoli ciekłych o stężeniu do 30xNDS (najwyższe dopuszczalne stężenie) z zaworem wydechowym, wyposażone w taśmę nagłowia i chłonne uszczelnienie. Półmaska przeznaczona do stosowania do 8 godzin. Półmaska filtrująca FFP3 składa się z: • Wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu. • Zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa. • Zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego. • Taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie. • Mocowania taśm nagłowia wykonanego z tworzywa sztucznego. • Uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej. • Wewnętrznej wkładki, poprawiającej szczelność i komfort użytkowania. Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod				

			spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowanie dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność. Normy: PN-EN 149+A1:2010, CE 1437 Certyfikat: UE/171/2019/1437				
RAZEM							-----

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

WYMAGANIA

Półmaski FFP3 i FFP2 są zgodne z: • europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149:2001+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”; • unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego : Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków ochrony osobistej, wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2008 r. nr 259, poz. 2173) zastępującego z dnia 31 marca 2003 roku (Dz. U. nr 80, poz. 725).

Zadanie nr 2 - Maseczki ochronne II

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Maski FFP3	20 szt.	Przeznaczone do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli, cząstek stałych, aerozoli ciekłych o stężeniu do 30xNDS (najwyższe dopuszczalne stężenie) z zaworem wydechowym, wyposażone w taśmę nagłowia i chłonne uszczelnienie. Półmaska przeznaczona do stosowania do 8 godzin. Z wymiennym filtrem. Półmaska filtrująca FFP3 składa się z: • Wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu. • Zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa. • Zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego. • Taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie. • Mocowania taśm nagłowia wykonanego z tworzywa sztucznego. • Uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej. • Wewnętrznej wkładki, poprawiającej szczelność i komfort użytkowania. Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowania dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność. Normy: PN-EN 149+A1:2010, CE 1437 Certyfikat: UE/171/2019/1437				

2	Filtry wymienne zapasowe do maseczek	20 szt.	Filtry wymienne. Norma N95				
RAZEM							----

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

WYMAGANIA

Półmaski FFP3 są zgodne z: • europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149:2001+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”; • unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego : Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków ochrony osobistej, wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2008 r. nr 259, poz. 2173) zastępującego z dnia 31 marca 2003 roku (Dz. U. nr 80, poz. 725).

Zadanie nr 3 - Maseczki ochronne III

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Maski chirurgiczne jednorazowe z certyfikatem	315 800 szt.	Maska mocowana na gumki, czterowarstwowa lub trzywarstwowa, odporna na przesiąkanie, wodoodporna. Norma: PN EN 14683 IIR.				

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 4 - Maseczki ochronne IV

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Maseczki ochronne	27 850 szt.	Maseczki higieniczne, jednorazowe lub wielorazowe mocowana na gumki. Certyfikat standard 100 by OEKO-TEX/ deklaracja zgodności CE				

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 5 - Środki czystości

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dystrybutory płynu dezynfekującego	8 szt.	Dozownik łokciowy do wielokrotnego napełniania o pojemności 1000 ml, materiał obudowy: wysokojakościowa stal nierdzewna, wymiary [cm]: 10(sz.) x7(gł.) x27(wys.) +/- 3cm, montowany do ściany, butelka plastikowa w komplecie z dozownikiem, materiał dozownika: wysokiej jakości tworzywo				
2	Automatyczne urządzenia do dezynfekcji rąk	3 szt.	Automatyczny, bezdotykowy dozownik płynu dezynfekcyjnego o pojemności do 1000 ml. Uruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym. Zasilany bateriami z możliwością zasilania także zasilaczem sieciowym. Pojemnik szczelny, co zabezpiecza płyn dezynfekcyjny przed skażeniem. Wykonany z tworzywa ABS, które jest bardzo wytrzymałe. Posiadający system zaprogramowania wielkości porcji płynu dezynfekcyjnego - 0,4 ml; 1,1 ml; 1,7 ml - zamykany na klucz, łatwy w utrzymaniu czystości.				
3	Manualne urządzenia do dezynfekcji rąk	15 szt.	Dozownik do płynów dezynfekcyjnych, pojemność zbiornika ok. 800 ml +/- 5% – płyny uzupełniane z kanistra– może być używany jedynie do płynów na bazie alkoholu etylowego z przyciskiem łokciowym– wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS– okienko do kontroli poziomu płynu– zamykany na kluczyk– uruchamiany przyciskiem łokciowym				
4	Spryskiwacze do płynu dezynfekującego 1 l	45 szt.	Pojemnik wyposażony w dyszę, przeznaczony do aplikacji alkoholi i preparatów na bazie alkoholi. Deklaracja zgodności CE				

5	Mydło w płynie (opakowanie a 5 l)	180 szt.	Mydło antybakteryjne wirusobójcze. PN-EN 14476				
6	Mydło antybakteryjne		Mydło antybakteryjne w płynie, preferowane				
		155 szt.	opakowania 1 l				
		55 szt.	opakowania 5 l				
7	Płyn do dezynfekcji powierzchni		Alkoholowy środek do dezynfekcji powierzchni Zastosowanie: Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, oraz do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Do dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu , a także nieinwazyjnego sprzętu medycznego jak np. fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze bójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV). Cechy produktu: • Do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego • Działa już w 15 sek. na grzyby i 30 sek. na bakterie, prątki gruźlicy, wirusy (w tym Rota, Noro) • Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy. • Gwarancja skuteczności potwierdzona badaniami • Wysoka redukcja ryzyka zakażenia • Nie pozostawia smug i zacieków • Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni				

			• Możliwość zastosowania do wielu powierzchni w obszarze medycznym i pozamedycznym Skład: substancja czynna w 100g produktu alkohol min 70% w tym: etanol min. 63,7 g, plus dopuszczalny propan 2-ol-6,3g				
		3200 szt.	Spektrum Normy wg EN 14885 Obciążenie organiczne niskie / wysokie Bakterie (w tym MRSA) EN 13727 30 sek/ 30 sek. Grzyby (C. albicans) EN 13624 15 sek/ 15 sek. Prątki gruźlicy (M. terrae) EN 14348 30 sek/ 30 sek. Wirusy otoczkowe (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2) EN 14476 30 sek/ 60 sek. Wirusy BVDV EN 14476 30 sek/ 30 sek. Wirus Rota EN 14476 30 sek/ 60 sek. Wirus Noro EN 14476 30 sek/ 30 sek. Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 2 x 3 ml w czasie 2 x 15 sek. 2 x 3 ml w czasie 2 x 15 sek. Chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 2 x 3 ml w czasie 2 x 90 sek. 2 x 3 ml w czasie 2 x 90 sek.				
		176 szt.	opakowania 5 l				
8	Płyn myjąco – dezynfekujący do podłóg i powierzchni (opakowanie a 5l)	20 szt.	Uniwersalny płyn o działaniu antybakteryjnym. Profesjonalny płyn do dezynfekcji powierzchni przeznaczony jest do użytku na wszystkich powierzchniach zmywalnych. Skutecznie myje blaty kuchenne, podłogi, glazurę, okna, powierzchnie z tworzyw sztucznych oraz powierzchnie lakierowane. Preparat doskonale usuwa zabrudzenia, nie pozostawiając smug i zacieków. Jest bezpieczny w użyciu ze względu na łagodny wpływ na skórę.				

			Właściwości: skutecznie usuwa zabrudzenia bez smug i zacieków, wykazuje działanie antybakteryjne, ekonomiczny w użyciu, łagodny dla skóry rąk, przyjazny dla środowiska, pozostawia przyjemny długotrwały zapach, przeznaczony do użytku profesjonalnego. Zastosowanie: Czyszczenie powierzchni zmywalnych, takich jak blaty, podłogi, glazura, okna, powierzchnie lakierowane i wykonane z tworzyw sztucznych.				
9	Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni z atomizerem (opakowanie a 1l)	500 szt.	ALKOHOLOWY PRODUKT DEZYNFEKUJĄCY z atomizerem • Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze . • Nie wymaga spłukiwania wodą. • Łagodny dla skóry rąk. • Nie pozostawia zapachu na dezynfekowanych powierzchniach. Zastosowanie: Produkt płynny na bazie alkoholu do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni mających jak i nie mających kontaktu z żywnością, w zakładach przemysłu rolno-spożywczego, kuchniach zbiorowego żywienia. Produkt stosowany do dezynfekcji powierzchni materiałów wyposażenia i mebli odpornych na działanie alkoholu w obiektach publicznych i przemysłowych. DEZYNFEKCJA PPOWIERZCHNI SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE • Higieniczna dezynfekcja rąk wg. PN-EN 1500:2002. • Działanie bakteriobójcze wg. PN-EN 1276:2010.				

			Substancja czynna, oraz jej zawartość w produkcie, jej numer WE i numer CAS: <table><tr><td><u>Substancja czynna:</u></td><td><u>WE:</u></td><td><u>CAS:</u></td><td><u>Zawartość:</u></td></tr><tr><td>2-propanol (propan-2-ol)</td><td>200-661-7</td><td>67-63-0</td><td>40 g/100g</td></tr><tr><td>etanol</td><td>200-578-6</td><td>64-17-5</td><td>40 g/100g</td></tr><tr><td>propan-1-ol</td><td>200-746-9</td><td>71-23-8</td><td>2 g/100g</td></tr></table> Higieniczna dezynfekcja rąk wg. PN-EN 1500:2002 Działanie bakteriobójcze wg. PN-EN 1276:2010	<u>Substancja czynna:</u>	<u>WE:</u>	<u>CAS:</u>	<u>Zawartość:</u>	2-propanol (propan-2-ol)	200-661-7	67-63-0	40 g/100g	etanol	200-578-6	64-17-5	40 g/100g	propan-1-ol	200-746-9	71-23-8	2 g/100g				
<u>Substancja czynna:</u>	<u>WE:</u>	<u>CAS:</u>	<u>Zawartość:</u>																				
2-propanol (propan-2-ol)	200-661-7	67-63-0	40 g/100g																				
etanol	200-578-6	64-17-5	40 g/100g																				
propan-1-ol	200-746-9	71-23-8	2 g/100g																				
10	Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni (opakowanie a 5l)	235 szt.	ALKOHOLOWY PRODUKT DEZYNFEKUJĄCY - Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze . - Nie wymaga spłukiwania wodą. - Łagodny dla skóry rąk. - Nie pozostawia zapachu na dezynfekowanych powierzchniach. ZASTOSOWANIE Produkt płynny na bazie alkoholi do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni mających jak i nie mających kontaktu z żywnością, w zakładach przemysłu rolno-spożywczego, kuchniach zbiorowego żywienia. Produkt stosowany do dezynfekcji powierzchni materiałów wyposażenia i mebli odpornych na działanie																				

			alkoholi w obiektach publicznych i przemysłowych. DEZYNFEKCJA PPOWIERZCHNI SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE - Higieniczna dezynfekcja rąk wg. PN-EN 1500:2002 - Działanie bakteriobójcze wg. PN-EN 1276:2010 Substancja czynna, oraz jej zawartość w produkcie, jej numer WE i numer CAS: <table><tr><th><u>Substancja czynna:</u></th><th><u>WE:</u></th><th><u>CAS:</u></th><th><u>Zawartość:</u></th></tr><tr><td>2-propanol (propan-2-ol)</td><td>200-661-7</td><td>67-63-0</td><td>40 g/100g</td></tr><tr><td>etanol</td><td>200-578-6</td><td>64-17-5</td><td>40 g/100g</td></tr><tr><td>propan-1-ol</td><td>200-746-9</td><td>71-23-8</td><td>2 g/100g</td></tr></table> Higieniczna dezynfekcja rąk wg. PN-EN 1500:2002 Działanie bakteriobójcze wg. PN-EN 1276:2010	<u>Substancja czynna:</u>	<u>WE:</u>	<u>CAS:</u>	<u>Zawartość:</u>	2-propanol (propan-2-ol)	200-661-7	67-63-0	40 g/100g	etanol	200-578-6	64-17-5	40 g/100g	propan-1-ol	200-746-9	71-23-8	2 g/100g				
<u>Substancja czynna:</u>	<u>WE:</u>	<u>CAS:</u>	<u>Zawartość:</u>																				
2-propanol (propan-2-ol)	200-661-7	67-63-0	40 g/100g																				
etanol	200-578-6	64-17-5	40 g/100g																				
propan-1-ol	200-746-9	71-23-8	2 g/100g																				
11	Płyn do dezynfekcji dłoni z pompką (opakowanie a 1l)	150 szt.	Specjalistyczny preparat alkoholowy stworzony w celu umożliwienia skutecznej dezynfekcji rąk. Dokładnie przebadany specyfik znajduje zastosowanie zarówno w podstawowych czynnościach higienicznych, jak i wykorzystywany jest bezpośrednio przed medycznymi zabiegami chirurgicznymi. Wysoce wyselekcjonowany produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, niwelując prątki gruźlicy oraz drożdże. Tworzy barierę ochronną do trzech godzin od użycia. Skuteczny w przypadku wirusów otoczkowych typu Heres simplex, HCV, HBC czy HIV. Dzięki pieczołowicie dobranemu składowi.																				

			w jaki wchodzi m.in. gliceryna, nie podrażnia dłoni, zaś je stosownie nawilża, zapewniając jednocześnie ich właściwą pielęgnację. Wystarczy zaledwie pół minut, by zagwarantował efektywną antyseptykę higieniczną i jedynie 90 sekund do gruntownej sterylizacji chirurgicznej. Błyskawiczne działanie, komfortowe użytkowanie, poręczne opakowanie. Cechy produktu: • Higieniczna dezynfekcja w 30 sek. • Chirurgiczna dezynfekcja w 90 sek. • Przedłużone działanie bakteriobójcze do 3 godz. • Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy • Łagodne dla skóry pH • Zawiera glicerynę – rewelacyjnie nawilża i pielęgnuje dłonie Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500) Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): • Opakowanie 1L + pompka Skład: • Substancja czynna w 100 g produktu: • 60 g – propan-2-ol • 0,5 g – glukonian chlorheksydyny • Substancje pomocnicze: • gliceryna, woda oczyszczona Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500) Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791)				
12	Płyn do dezynfekcji rąk		Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Alkoholowy, gotowy do użycia produkt przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w obszarze medycznym, sektorze				

		żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz w zakładach użyteczności publicznej, a także do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Przeznaczony również do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Wykazuje działanie bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV). Jako wyrób medyczny do stosowania przez profesjonalnego użytkownika. Postać płynna. Cechy produktu: • Higieniczna dezynfekcja rąk: 2 x 3 ml w 30 sek. • Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 x 3 ml w 3 min. • Skuteczny wobec wirusów Rota, Noro, SARS-Cov-2 • Łagodne dla skóry pH • Zawiera substancję pielęgnującą – glicerynę • Przebadany dermatologicznie • Gwarancja skuteczności potwierdzona badaniami • Nawilża i pielęgnuje dłonie • Wygodny w użyciu • Szybkie działanie • Zapobiega uczuciu lepkości dłoni Skład : substancja czynna w 100g produktu : alkohol min 70% w tym : etanol min. 63,7 g, plus dopuszczalny propan 2-ol-6,3g. Spektrum Normy wg EN 14885 Obciążenie organiczne niskie / wysokie				
--	--	--	--	--	--	--

			Bakterie (w tym MRSA) EN 13727 30 sek/ 30 sek. Grzyby (C. albicans) EN 13624 15 sek/ 15 sek. Prątki gruźlicy (M. terrae) EN 14348 30 sek/ 30 sek. Wirusy otoczkowe (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2) EN 14476 30 sek/ 60 sek. Wirusy BVDV EN 14476 30 sek/ 30 sek. Wirus Rota EN 14476 30 sek/ 60 sek. Wirus Noro EN 14476 30 sek/ 30 sek. Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 2 x 3 ml w czasie 2 x 15 sek. 2 x 3 ml w czasie 2 x 15 sek. Chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 2 x 3 ml w czasie 2 x 90 sek. 2 x 3 ml w czasie 2 x 90 sek.				
		4800 szt.	opakowania 1 l				
		68 szt.	opakowania 5 l				
13	Żel dezynfekujący do rąk (opakowanie a 1l)	150 szt.	Żel dezynfekujący wirusobójczy EN 1500, EN 12791				
14	Ręczniki papierowe ZZ składane białe	600 opakowań	- jednowarstwowe, makulaturowe - gofrowane - białe, składane w "V" - 1 opakowanie =200 listków <u>Parametry techniczne:</u> Gramatura - 24 g/m ² Surowiec - makulatura				
15	Ręcznik papierowy na roli	500 rolek	Wytrzymały ręcznik wykonany z ekologicznego surowca o dobrej chłonności. Absorbuje wszelkie płyny, w tym także oleje i smary oraz różnego pochodzenia zabrudzenia. Posiada wyciąganą tulejkę (gilzę).				

			Parametry: Surowiec - makulatura warstwy - 1 gramatura - 35g/m2 wodotrwałość - tak średnica - 18 cm wysokość 19 cm długość - 130 cm- 150 cm perforacja - brak kolor: biały opakowanie - 6 rolek				
16	Ręczniki papierowe do podajnika	14 rolek	RĘCZNIK PAPIEROWY W ROLI DO PODAJNIKA REFLEX Tork, długość rolki - min.300 m, kolor – biały				
17	Ręczniki jednorazowe, papierowe (opakowanie a 4000 szt.)	30 opakowań	RĘCZNIKI PAPIEROWE SKŁADANE ZZ SZARE (opakowanie 4000 szt.) surowiec: makulatura, kolor: szary, wymiar: 23 cm x 25 cm, ilość warstw: 1				
RAZEM							-----

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 6 - Środki ochrony osobistej I

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fartuchy chirurgiczne jednorazowe, rozmiar L/XL	4 200 szt.	Fartuchy ochronne - wyrób medyczny o cechach ochronnych: trójwarstwowa ochrona SMS przed płynnymi aerozolami w teście Spray ≤ 0.1 g wg AAMI lub równoważnym oraz ochrona przed przenikaniem cieczy w teście hydrostatycznym ≥ 20 cm H ₂ O zgodnie z poziomem AAMI lub równoważnym, ochrona przed S. aureus w teście na skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) dla S. aureus na poziomie 87%, wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec (na przylepcu oznaczenie poziomu ochrony według AMMI lub równoważnym), rękawy z elastyczną silikonową taśmą zabezpieczającą. Fartuch ochronny przeznaczony do kontaktu z patogenami. Wymagana min. 1 klasa palności. Fartuch wykonany z barierowej włókniny polipropylenowej SMS ,bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy do procedur wysokiego ryzyka - zgodny z wymaganiami ochrony - dla „poziomu 2” wg AAMI lub równoważne. Rozmiar L i XL – kolor żółty lub niebieski.				

2	Fartuchy barierowe ochronne	7 400 szt.	Fartuch barierowy, niejałowy z włókniny typu SMS (lub SMMS, lub SMMMS), gramatura min. 35 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy – min. 49,5 cm H ₂ O. Mankiety dziane o długości min. 7 cm lub gumka.				
3	Fartuchy chirurgiczne włókninowe wzmocnione (M)	500 szt.	Fartuch chirurgiczny, wzmocniony z włókniny typu SMMMS (spunbond-meltblown-meltblown-meltblown -spunbond), jałowy Charakterystyka: • Wykonany z włókniny typu SMMMS. • Wzmocniony od wewnątrz „oddychającym” laminatem włókniny i folii, jałowy. • Rękaw typu raglan. • Mankiet zakończony ściągaczem. • Nie zawiera lateksu. • Zawinięty w serwetę. • W zestawie 2 ręczniki. • Zachodzące na siebie tylne poły. • Zapinany na rzep przy szyi oraz wiązany na podwójne troki. • Zewnętrzne troki zabezpieczone kartonikiem, • Sposób składania fartucha ułatwia zachowanie sterylności podczas zakładania. • Spełnia wysokie wymagania użytkowe normy EN 13795 dla fartuchów chirurgicznych, • Rozmiar: M • Kolor: niebieski EN 13795				

4	Fartuchy chirurgiczne włókninowe wzmocnione (L)	690 szt.	Fartuch chirurgiczny, wzmocniony z włókniny typu SMMMS (spunbond-meltblown-meltblown-meltblown -spunbond), jałowy Charakterystyka: • Wykonany z włókniny typu SMMMS. • Wzmocniony od wewnątrz „oddychającym” laminatem włókniny i folii, jałowy. • Rękaw typu raglan. • Mankiet zakończony ściągaczem. • Nie zawiera lateksu. • Zawinięty w serwetę. • W zestawie 2 ręczniki. • Zachodzące na siebie tylne poły. • Zapinany na rzep przy szyi oraz wiązany na podwójne troki. • Zewnętrzne troki zabezpieczone kartonikiem. • Sposób składania fartucha ułatwia zachowanie sterylności podczas zakładania. • Spełnia wysokie wymagania użytkowe normy EN 13795 dla fartuchów chirurgicznych. • Rozmiar: L • Kolor: niebieski. EN 13795				
5	Fartuchy flizelinowe (M/L)	1 200 szt.	Fartuch medyczny z gumkami, włókninowy, niejałowy Właściwości: • Wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m². • Wiązany na troki w talii oraz na szyi. • Rękawy długie zakończone gumką. • Przewiewny. • Rozmiar M/L. • Jednorazowego użytku.				

6	Komplet pościeli	30 kompletów	Komplet zawiera 1 poszewkę na kołdrę i 2 poszewki na poduszkę. materiał: 100% Bawełna, rozmiar poszewki: 2x70x80/90cm, rozmiar poszewki na kołdrę: 160x200cm, certyfiakat: OEKO-TEX 100, wzór: gładki, kolor: łagodny/stonowany, gramatura: 110-120 g/m2				
RAZEM							----

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 7 - Środki ochrony osobistej II

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gogle ochronne	340 szt.	●EN166 - Ochrona indywidualna oczu ●Certyfikat CE				
2	Przyłbice	550 szt.	Przyłbica ochronna to uniwersalna (na każdy rozmiar głowy) i komfortowa osłona twarzy, która zmniejsza ryzyko związane z zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową oraz chroni przed działaniem mało szkodliwych czynników mechanicznych. Produkt bardzo łatwy do samodzielnego złożenia przed użyciem lub gotowe Materiał wykonania: Wykonanie z idealnie bezbarwnego, elastycznego tworzywa sztucznego, wysokiej jakości. Materiał obojętny dla skóry człowieka, dopuszczony do kontaktu z żywnością. Na części mającej kontakt ze skórą użytkownika preferowany miękki pasek dystansowy pozwalający na cyrkulację powietrza wykonany z miękkiej i przyjemnej w dotyku mikrogumy, zapewniający komfortowe noszenie przez wiele godzin oraz zapobiegający ślizganiu i zsuwaniu się przyłbicy. Pasek dystansowy ma zapewniać cyrkulację powietrza co ogranicza zaparowanie frontu przyłbicy. Przyłbice z możliwością wykorzystywania przez osoby noszące okulary. Opaska regulacyjna umożliwia dostosowanie rozmiaru przyłbicy według potrzeb. Przyłbice odporne na czyszczenie i dezynfekcję. Wykonanie z materiału, który jest odporny na działania wody, słabych kwasów, rozpuszczalników				

			alkoholowych oraz eterowych. PN-EN 166:2005 EN 166:2001				
RAZEM							----

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 8 - Środki ochrony osobistej III

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kombinezony ochronne	240 szt.	- Kombinezony ochronne. - Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej: - Typ 5 - EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 - ochrona przed pyłami, - Typ 6 - EN 13034:2005 - Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126 - Własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149-5 - Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2 (bez zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym)				
2	Kombinezony ochrony biologicznej (M,L,XL,XXL)	3 025 szt.	Kombinezon wykonany z polipropylenu, rozmiary: M,L,XL,XXL. Odporny na rozdzieranie. Wodoszczelny. Trzyczęściowy kaptur z gumką. Zamek błyskawiczny. Patka zakrywająca zamek błyskawiczny. Elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów i nogawek. Nieopadający rękaw. Gumka w talii. Kryteria normatywne tkaniny EN14126.				
3	Kombinezony ochronne jednorazowe	170 szt.	Włóknina polipropylenowa spunbond 100% PP, antyelektrostatyczna, certyfikat standard 100 by OEKO-TEX,PN-EN 14126				
RAZEM							----

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 9 - Środki ochrony osobistej IV

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ochraniacze na buty (opakowanie 100 sztuk)	65 opakowań	Ochraniacze foliowe antypoślizgowe na buty jednorazowe EN 14126				
2	Osłony na buty	278 szt.	Osłony na obuwie są uzupełnieniem kombinezonów ochronnych i chronią obuwie oraz uszczelniają dół nogawki przed zanieczyszczeniami - EN 14126				
RAZEM							----

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 10 - Rękawice ochronne

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rękawice nitrylowe ochronne, różne rozmiary (opakowanie a 100 sztuk)	7 535 opakowań	Typ rękawicy: ochronna niejałowa rękawica diagnostyczna Surowiec: nitryl Środek pudrujący: brak Powierzchnia zewnętrzna: tekstura na końcach palców AQL: $\leq 1,5$ Klasyfikacja CE: wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. III Wyróżnik: kryjący kolor Rękawice nitrylowe najwyższej jakości oznaczone jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III: zgodne z europejskimi normami EN 455, EN 420, EN 374. Rozmiar: S, M, L, XL Średnia długość minimum 240 mm. Średnia grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,10 mm. EN-455 - zastosowania medyczne EN-388 - ochrona mechaniczna EN-374 - ochrona chemiczna i bakteriologiczna				
2	Rękawice lateksowe, różne rozmiary (opakowanie a 100 sztuk)	190 opakowań	Typ rękawicy: ochronna niejałowa rękawica diagnostyczna Surowiec: lateks Środek pudrujący: skrobia kukurydziana (USP) Powierzchnia zewnętrzna: gładka/teksturowana AQL: $\leq 1,0$ Klasyfikacja CE: wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. III				

			Wyróżnik: cieńsza ścianka – maksymalna elastyczność Rozmiar: S, M, L Średnia długość minimum 240 mm. EN 455 EN 420 EN 374				
RAZEM							----

.....

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 11 - Drobny sprzęt

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lampy bakteriobójcze	2 szt.	Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania bez licznika czasu pracy. Przejezdna, na statywie. napięcie zasilania: 230 V 50 Hz, pobór mocy: 40 VA, element emitujący promieniowanie UV-C: TUV30W, natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 2,3 W / m2, trwałość promiennika : 8000 -9000 h, dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m2, rodzaj pracy: ciągła				
2	Termometry do pomiaru temperatury ciała (bezdotykowe)	14 szt.	Bezdotykowy termometr na podczerwień deklaracja zgodności CE				
RAZEM							---

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 12 – URZĄDZENIE DO OZONOWANIA

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urządzenia do ozonowania	7 szt.	Generator ozonu do profesjonalnych zastosowań o wysokiej wydajności ozonu 30 g/h (30000 mg/h). Przeznaczony do ozonowania wszelkiego rodzaju pomieszczeń. WYDAJNOŚĆ 600 m3/h Specyfikacja: 30 g/h MOC 230 W WYDAJNOŚĆ WENTYLATORÓW 600 m3/h NAPIĘCIE 230 V 50 Hz OPÓŹNIENIE CZASOWE do 30s USTAWIANY CZAS PRACY -+ 1 min do 90 MINUT Technologia wytwarzania ozonu: ciche wyładowania koronowe Corona Discharge Waga – do 4 kg Certyfikat zgodności CE				

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 13 - Autoklaw

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Autoklaw wraz z usługą montażu i decyzją zgody UDT na użytkowanie	1	Autoklaw posiadający możliwość sterylizacji pożywek. Dane techniczne : Mikroprocesorowe zarządzanie pracą autoklawu Pojemność komory 18 l Maksymalne ciśnienie 331 kPa Zbiornik wody czystej do 2,1 l Zbiornik wody zużytej do 2,1l. Moc pobierana 2000W Waga do 55 kg Zużycie wody na cykl 210-700 ml • System automatycznego napełniania wodą destylowaną lub demineralizowaną • Bezpośredni spust zużytej wody • Próżnia wstępna frakcyjna i suszenie próżniowe • Filtr bakteriologiczny • Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów • Możliwość zabudowy urządzenia • pomiar temperatury termoelementem PROGRAMY: • 2 w temperaturze 121°C • 4 w temperaturze 134°C • 1 specjalny (może być zaprogramowany dla płynów) • 3 testowe : Vacuum Test, Bowie&Dick Test, Helix Test.				

			Dostawca urządzenia zapewnia kompletną dokumentację z odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego , uruchomienie aparatu oraz przeszkolenie personelu obsługującego autoklaw				
--	--	--	---	--	--	--	--

.....

Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 14 - Sterylizator parowy

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model, kraj pochodzenia, rok produkcji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sterylizator parowy z wyposażeniem	1	Rok produkcji 2020 Parametry techniczne: - Sterylizator wyposażony w prostopadłościenna, nieprzelotową komorę o przekroju kwadratowym, bez przewężeń. - Pojemność komory: 100 l. +/- 5%. - Wymiary komory 400x400x650 mm +/- 5%. - Wymiary zewnętrzne sterylizatora max. (szer. x wys. x głęb.) 800x1615x900 mm +/- 5%. - Sterylizator fabrycznie wyposażony we własną wytwornicę pary. - Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD przekątnej 7’’ - Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim. - Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach. - Minimum 19 programów sterylizacyjnych 121 i 134°C z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej. - Dodatkowe programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności. - Wbudowana drukarka parametrów sterylizacji (wydruk na papierze termicznym niedopuszczalny).				

			• System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania. • Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika. • Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu. • Dostęp do ustawień parametrów procesów sterylizacji zabezpieczony kodem cyfrowym. • Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego. • Sterylizator fabrycznie wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej. • Kosze sterylizacyjne: zestaw koszy pozwalających na pełne zapelnienie komory sterylizatora, system za/rozładunkowy składający się z wózka transportowego i wózka wsadowego. • Oblachowanie zewnętrzne, komora, drzwi oraz rama sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej. • Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu. • Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. • Drzwi sterylizatora przesuwne w płaszczyźnie pionowej; zamykane i otwierane automatycznie; napęd drzwi elektryczny				
--	--	--	--	--	--	--	--

			• Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej powietrzem. • Zasilanie elektryczne 3N 230/400V maks 20kW. • Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 17665-1. • Sterylizator oznaczony znakiem CE zgodny z dyrektywą 2014/68/EU • Kosz sterylizacyjny o wymiarach 585/365/170 mm+/- 5 mm, 2 szt.. • Stacja demineralizacji wody zgodna z normą PN-EN 285 o wydajności 10 l/h • Zbiornik ciśnieniowy na wodę RO o poj. 40 l. • Serwis producenta na terenie w odległości do 150 km od Zamawiającego.				
--	--	--	---	--	--	--	--

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę

Zadanie nr 15 - Leżanki

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leżanki do gabinetów lekarskich	5 szt.	Leżanki do gabinetów lekarskich i zabiegowych Solidna konstrukcja kozetki ma pozwalać użytkownikowi na pewną eksploatację, materiały dobrej jakości zastosowane do produkcji leżanki zapewniający ładny wygląd i łatwe utrzymanie czystości. Zastosowanie: / kozetki / leżanki przeznaczone są do zabiegów leczniczych w szpitalach, sanatoriach i innych jednostkach służby zdrowia. Charakterystyka: leżanki wykonane z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. Leże i wezglowie obite pianką poliuretanową i obszyte wytrzymałym na ścieranie materiałem skóropodobnym zmywalnym. Wyposażone mają być w regulację kąta pochylenia wezglowia. Preferowany kolor kształtowników stalowych szary, wymagany kolor leżanki - stonowana zieleń Budowa: ● Rama leżanki ● Leże ● Wezglowie ● Regulacja kąta pochylenia wezglowia ● Uchwyt na rolkę prześcieradła				

			Dane techniczne ●Całkowita szerokość: 55- 56 cm ●Całkowita długość: 188 cm- 190cm ●Całkowita wysokość: 51-52 cm ●Kąt nachylenia wezłowania: +/- 40° ●Dopuszczalne obciążenia: 180 kg				
--	--	--	--	--	--	--	--

.....
Podpis osoby, osób reprezentujących Wykonawcę