

Zadanie nr 1 – Mobilne urządzenie do dezynfekcji powietrza (zestaw)

Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
2	3	4	5	6	7	8
Mobilne urządzenie do dezynfekcji powietrza	1	Przenośny generator ozonu, produkujący minimum 5 gramów ozonu na godzinę. Z wbudowanym elektronicznym timerem oraz licznikiem godzin pracy. Oczyszcza powietrze, likwiduje pleśń, grzyby, roztocza, bakterie, wirusy, alergenry i inne drobnoustroje (łącznie z chorobotwórczymi), zapewnia bezpieczeństwo i komfort. Zastosowanie – pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, pomieszczenia szkolne, hole, itp. Dane techniczne: - produkcja ozonu – do 5 g/godz. - wydajność wentylatora – do 420 m3/godz. - kubatura pomieszczenia – max 250 m2 - napięcie zasilające – 230 V - dodatkowe funkcje – timer, licznik pracy				
RAZEM						----

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zadanie nr 2 – Bramka do mierzenia temperatury i termometry

Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
2	3	4	5	6	7	8
Bramka do bezdotykowego mierzenia temperatury	1	Bramka o przepustowości: 50 -70 osób na minutę Alarm dźwiękowy powyżej 37°C Precyzja pomiaru $\pm 0.1 - 0,3^{\circ}\text{C}$ Certyfikaty CE i ISO, licznik przejść, wyświetlacz LED prezentujący zmierzoną temperaturę, Zasilanie: sieciowe AC100V - 240V, Alarm dźwiękowy, Obudowa: aluminium, Budowa: modułowa, Układ elektroniczny: zintegrowany, Pobór temperatury: czoło, nadgarstek, Wymiary przejścia –wysokość w cm: min 198 cm				
Termometr bezdotykowy	8	Bezdotykowy termometr na podczerwień, deklaracja zgodności CE				
RAZEM						----

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zadanie nr 3 – Oczyszczacze powietrza

Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
2	3	4	5	6	7	8
Wolnostojące lub mobilne urządzenie do dezynfekcji powietrza z filtrem	11	- powierzchnia oczyszczania: do 40 m² - poziom hałasu: od 20 dB do 50 dB - bez funkcji jonizacji - bez funkcji nawilżania - oczyszczanie powietrza za pomocą filtra wstępnego, filtra węglowego i filtra hepa - zasilanie: 220 – 240V - wydajność: minimum 250 m³/h - w zestawie do każdego urządzenia dołączony odpowiedni dla danego modelu filtr Hepa+węgiel				
Oczyszczacz powietrza z filtrem	1	- powierzchnia oczyszczania: od 70 m² do 100 m² - poziom hałasu: od 18 dB do 70 dB - bez funkcji jonizacji - bez funkcji nawilżania - oczyszczanie powietrza za pomocą filtru wstępnego, filtru węglowego i filtru hepa - zasilanie: 220 – 240V - wydajność: minimum 480 m³/h - w zestawie do oczyszczacza dołączony odpowiedni dla danego modelu filtr Hepa+węgiel				
Filtry do oczyszczacza powietrza	2	Wymienny filtr Hepa+węgiel, przystosowany do oczyszczacza powietrza z pozycji wyżej				
RAZEM						----

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zadanie nr 4 – Płyny do dezynfekcji

Nr	Nazwa	Ilość	Opis	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (3x5)	Wartość brutto w zł (6xVAT)	Producent, model
1	Płyn do dezynfekcji powierzchni		Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol, łączna zawartość alkoholu do 70g/100g. Bez zawartości dodatkowych substancji potencjalnie drażniących, konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników, chlorheksydyny. Stosowany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Stosowany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy lub równoważne właściwości. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem.				
		3200 szt.	opakowania 1 l				
		408 szt.	opakowania 5 l				

2	Płyn myjąco – dezynfekujący do podłóg i powierzchni (opakowanie 5l)	20 szt.	Płyn lub koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych ze szkła, szkła akrylowego, porcelany, metalu, gumy, aluminium, niklu, chromu zawierający w składzie diaminy, czwartorzędowe związki amonowe i enzymy. Preparat może mieć zastosowanie na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Posiadający przyjemny zapach, nie wymagający spłukiwania. Spektrum działania B (w tym MRSA), F (C albicans), Tbc (M. terrae), V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia) - w czasie do 1 minuty. Przebadany zgodnie z normą EN 16615. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy lub równoważne właściwości.				
RAZEM							

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.